

イージースルー 補足取扱説明書

本書は、「イージースルー機構を装着した車いす(以下、イージースルーといいます)」の補足取扱説明書になります。

ご使用前に本書と、車いすの取扱説明書を必ずお読みになり、十分に理解したうえでお使いください。
また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。

はじめにご確認ください

イージースルーは、あらかじめ車いすに装着された製品と、後付けできるオプションパーツがあります。
オプションパーツ(MS-0036 オプションイージースルー)を購入された場合は、お使いになる車いすの部品交換が必要です。
付属の交換・組付手順書をお読みになり、交換のうえ使用してください。

この製品について

イージースルーは、車いすの正しいご使用を前提とした安全補助装置です。
歩道と車道の段差や踏切、悪路、スロープなどを通過するとき、車いすのレッグサポートフレームに取り付けられた前方の補助輪によって車いすの転倒や段差のつまづきを抑制し、走行を補助するための装置です。
すべての段差や溝を越えられるものではありません。

安全上のご注意

⚠危険



乗り降りの際にはフットサポートに足を乗せたまま立ち上がらないでください。補助輪が地面に接地したとき車いすが予期せぬ動きして、事故やけがにつながる恐れがあります。



階段の上り下りには使用しないでください。



通常は、必ず転倒防止が機能するように取り付け使用してください。
後方へ転倒して、事故やけがにつながる恐れがあります。

